

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Upozornění:

Aktivátory se dodávají v nádobách o obsahu 500 ml.

## Bezpečnost:

Seznam s bezpečnostními údaji a technické údaje naleznete na naší webové stránce.

## Všeobecné informace:

Pro vytvrzování kyanoakrylátových (CA) lepidel a lepidel vytvrzujících bez přístupu kyslíku u pasivních materiálů se pro rychlé a úplné vytvrzení používají aktivátory. Tekutý aktivátor se přitom aplikuje před nanesením lepidla na jednu nebo obě plochy.

## Přehled zboží

Objednáací číslo	Typ aktivátoru	Mezinár. poznávací číslo	Otevřená doba	Nosič	Použití
97990-7386000	aktivátor pro 3298	7386	1 hod.	heptan	aktivovat jen jednu stranu
97990-7471000	aktivátor T pro anaerobní výrobky	7471	30 dní	aceton/izopropanol	zrychlovač lze nanést oboustranně
97990-7649000	aktivátor N pro anaerobní výrobky	7649	30 dní	aceton	lze nanést na obě strany spojovaných dílů